

La pelle invecchia troppo in fretta. Spesso è colpa del tempo che passa, ma il motivo principale risiede in uno stile di vita sbagliato: alcool, fumo, errata alimentazione ed esposizione prolungata al sole sono le cause primarie di un invecchiamento precoce. Grazie all'azione combinata della tecnologia laser CO₂ frazionato, con esclusive forme di impulso, e della Radiofrequenza bipolare, potrai intervenire sugli inestetismi della pelle, come rughe e cicatrici da acne, stimolando velocemente la rigenerazione dei tessuti e riscoprendo una pelle liscia e curata.

A CHI È RIVOLTO?

Il trattamento è indicato per rimuovere o migliorare gli inestetismi della pelle su mani, viso (rughe, macchie, perdita di elasticità, pori dilatati, cicatrici, cicatrici acneiche o da varicella) e zone più delicate come collo e contorno occhi.

COSA DEVO FARE PRIMA DEL TRATTAMENTO?

Il paziente dovrà evitare l'uso di lampade abbronzanti e l'esposizione solare per almeno un mese prima del trattamento. La pelle al momento della seduta dovrà essere ben deterata e priva di cosmetici ed il paziente non dovrà aver assunto farmaci che ne possano alterare la sensibilità alla luce. Il trattamento è normalmente ben tollerato, tuttavia il medico potrà consigliare l'applicazione di una crema anestetica 40 minuti prima della seduta. Un accurato colloquio con il medico consentirà di valutare e programmare l'intervento.

 **RENAISSANCE**[®]
The laser excellence

Renaissance nasce dalla ferrea volontà di unire sotto un solo marchio soluzioni veramente uniche per la dermatologia, la chirurgia e la medicina estetica, maturate dall'esperienza trentennale di **Deka M.E.L.A.** e di **Quanta System**, due aziende italiane appartenenti ad un grande gruppo, la **El.En. SpA** di Calenzano (Firenze). Renaissance è l'espressione massima delle tecnologie medicali di El.En., che si posiziona tra le prime imprese al mondo nel settore laser per la medicina, il body shaping e la chirurgia.

DEKA
Innate Ability

Deka M.E.L.A. S.r.l.
dekatalia@deka.it
www.dekalaser.com
Tel. +39 055 8874942
Fax +39 055 8832884

Quanta System
LASER IN OUR DNA

Quanta System S.p.A.
www.quantasystem.com

Seguici su



www.renaissancelaser.it

Questo opuscolo è destinato a fornire informazioni di carattere generale. Per ulteriori informazioni relative alla propria situazione specifica, consultare il proprio medico.

Timbro del centro medico

RENAISSANCE[®] - Tutti i diritti riservati.
Al fine di migliorare i propri prodotti l'azienda si riserva di modificarne le caratteristiche tecniche senza preavviso - Riservato ai professionisti sanitari

L'eccellenza nel
fotoringiovanimento
ad azione combinata

CO₂ e Radiofrequenza



QUANTI TRATTAMENTI SONO NECESSARI?

Per un trattamento efficace occorrono mediamente da 1 a 3 sedute intervallate da almeno 45/60 giorni. Ogni paziente avrà un piano differenziato in base alla tipologia, sede e profondità della lesione, oltre al tipo e al colore della pelle.

QUANTO DURA UNA SEDUTA?

Il trattamento può variare da 15 a 30 minuti in base alla zona da trattare e sarà programmabile in ogni momento della giornata.

IL TRATTAMENTO È DOLOROSO?

Il trattamento è ben tollerabile. Il paziente potrà avvertire una lieve e transitoria sensazione di bruciore.

COSA DEVO FARE DOPO IL TRATTAMENTO?

Presentando un leggero arrossamento e gonfiore che spariranno in 4/7 giorni, il paziente dovrà applicare compresse di ghiaccio e creme lenitive ed antibiotiche sulla zona trattata. Successivamente sarà di nuovo possibile usare cosmetici ed esporsi al sole, utilizzando una crema protettiva per almeno 30 giorni dalla fine del trattamento. La protezione solare è comunque fortemente consigliata senza limitazioni di durata.

QUALI RISULTATI POSSO ASPETTARMI?

Dopo pochi giorni la pelle risulterà già più luminosa, tonica e compatta. L'effetto del trattamento continuerà a migliorare nel tempo grazie alla progressiva formazione di nuovo collagene, fino a 6 mesi, con risultati visibili e duraturi.

RISULTATI



Tattamento combinato DOT+RF di cicatrici

Per gentile concessione della Dr.ssa S. Tenna, Campus Biomedico, Roma



Lifting Periorbitale

Per gentile concessione dei Prof. P. Campolmi - Prof. G. Cannarozzo - Prof. P. Bonan, Firenze



Dot Therapy

Per gentile concessione dei Prof. P. Campolmi - Prof. G. Cannarozzo - Prof. P. Bonan, Firenze



Blefaroplastica

Per gentile concessione del Dr. G. D'Alessandro, Bari

TRATTAMENTI
BREVI

STIMOLAZIONE
DEL
COLLAGENE

TEMPI
DI RECUPERO
RIDOTTI