

Con l'esclusiva **Mixed Technology** è possibile effettuare trattamenti di laser epilazione, superando i limiti delle pelli abbronzate e di tipo mediterraneo, riducendo progressivamente, seduta dopo seduta, i peli superflui. Questa tecnologia a diverse modalità di emissione (singola o combinata) è in grado di trasmettere energia selettivamente al follicolo per eliminare le strutture responsabili della crescita del pelo. Tale condizione riduce i rischi di effetti indesiderati sulla normale pigmentazione della pelle rendendo il trattamento più semplice ed efficace.

A CHI È RIVOLTO?

L'epilazione laser attraverso la **Mixed Technology** è un trattamento estremamente innovativo. Il sistema laser permette di trattare in maniera efficace carnagioni chiare, intermedie e scure con diversi tipi di colore e spessore dei peli.

COSA DEVO FARE PRIMA DEL TRATTAMENTO?

Per una corretta riuscita del trattamento è necessario che il paziente effettui, uno o due giorni prima della seduta, una rasatura dell'area da trattare con un rasoio elettrico o lametta. Sono da evitare la pratica della ceretta, l'applicazione di creme o altri cosmetici, oltre che l'utilizzo di lampade abbronzanti e l'esposizione solare per almeno tre settimane prima della seduta.

QUANTE SEDUTE SONO NECESSARIE?

Per un trattamento efficace occorrono dalle 4 alle 8 sedute a seconda della zona trattata, delle condizioni dei peli, della colorazione della pelle e allo stato ormonale del paziente.

 **RENAISSANCE**[®]
The laser excellence

Renaissance nasce dalla ferrea volontà di unire sotto un solo marchio soluzioni veramente uniche per la dermatologia, la chirurgia e la medicina estetica, maturate dall'esperienza trentennale di **Deka M.E.L.A.** e di **Quanta System**, due aziende italiane appartenenti ad un grande gruppo, la **El.En. SpA** di Calenzano (Firenze). Renaissance è l'espressione massima delle tecnologie medicali di El.En., che si posiziona tra le prime imprese al mondo nel settore laser per la medicina, il body shaping e la chirurgia.

DEKA
Innate Ability

Deka M.E.L.A. S.r.l.
dekaitalia@deka.it
www.dekalaser.com
Tel. +39 055 8874942
Fax +39 055 8832884

Quanta System
LASER IN OUR DNA

Quanta System S.p.A.
www.quantasystem.com

Seguici su



www.renaissancelaser.it

Questo opuscolo è destinato a fornire informazioni di carattere generale.
Per ulteriori informazioni relative alla propria situazione specifica,
consultare il proprio medico.

Timbro del centro medico

RENAISSANCE[®] - Tutti i diritti riservati.
Al fine di migliorare i propri prodotti l'azienda si riserva di modificarne le
caratteristiche tecniche senza preavviso - Riservato ai professionisti sanitari

L'evoluzione
dell'epilazione
laser medicale

Mixed Technology



SEDUTE
VELOCI

TRATTAMENTO
INDOLORE

RISOLUTIVA
IN CASI DI
FOLLICOLITE

QUANTO DURA UNA SEDUTA?

La durata di una seduta dipende dall'estensione della zona da trattare. Per la rimozione dei peli sotto le ascelle occorrono in media pochissimi minuti, per le aree più ampie, come gambe o schiena, è necessario considerare almeno 30 minuti di seduta.

IL TRATTAMENTO È DOLOROSO?

Il trattamento è normalmente ben tollerato dai pazienti grazie anche all'azione combinata (con l'emissione laser) di un sistema di raffreddamento della pelle dal duplice effetto protettivo e analgesico.

COSA DEVO FARE DOPO IL TRATTAMENTO?

Immediatamente dopo il trattamento, a discrezione dell'operatore, potrebbero essere applicati impacchi freddi o creme lenitive per ridurre l'arrossamento e il lieve senso di calore che possono persistere per qualche ora. Nelle 24-48 ore successive ad una seduta di epilazione laser è opportuno evitare sport che possano provocare un'intensa sudorazione e docce con acqua eccessivamente calda oltre che profumi e deodoranti a base alcolica.

Per i successivi 15 giorni si deve evitare l'esposizione al sole o a lampade abbronzanti. Successivamente, nel caso di esposizione solare, sarà necessario utilizzare una crema a protezione SPF 50+ per alcune settimane dal trattamento.

QUALI RISULTATI POSSO ASPETTARMI?

Il risultato atteso è una evidente riduzione se non una totale rimozione dei peli scuri nella zona trattata riducendo anche il rischio di follicoliti o il manifestarsi di peli incarniti.

RISULTATI



Per gentile concessione del Dr. Paolo Sbano, Viterbo



Per gentile concessione del Dr. Paolo Sbano, Viterbo



Per gentile concessione del Dr. Luigi Coricciati, Martano (LE)



Per gentile concessione del Dr. Paolo Sbano, Viterbo